

あなたをまもる U-shield のマスク

ふつう
サイズ

日本製

ユーシールド

洗濯を 30 回繰り返しても抗菌効果は持続されます。

表地

- 抗菌・防臭
- 抗ウイルス
- 抗カビ

抗菌・抗ウイルス加工剤
パラファインANV-150使用

【一般財団法人 カケンテストセンター 試験結果】

検査素材:綿100%

試料*	生菌数の常用対数値 (最大最小差)	抗菌活性値		
		接種直後	18時間培養後	
抗菌	原品	1.30(0.0)	1.30(0.0)	5.8
	洗濯30回後	4.54(0.1)	2.26(1.2)	4.8
対照試料・[標準布(綿100%、白布)]		4.54(0.1)	7.10(0.2)	増殖値F:2.6

注* 界面活性剤(Tween80)を添加した試験菌懸濁液を使用した。

試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法

試験菌種:黄色ぶどう球菌・Staphylococcus aureus NBRC 12732


洗濯方法:(一社)繊維評価技術協議会 SEKマーク繊維製品の洗濯方法(標準洗濯法)による。

裏地

コラーゲン加工
ソフトでしっとりとした
風合いのやさしい肌あたり

汚れが目立ちにくい
ベージュカラー

保湿性の高いコラーゲン配合によって、繊維自体の保湿力も高めました。



優れた
保湿性

肌に優しい
コラーゲン

繰り返し
使える優れた
洗濯耐久性

*こちらのデータは、製造工場の試験方法による代表例です。
本製品の当該結果を保証するものではありません。

ストラップ付き マスク

¥1,600 (税込¥1,760)

〈品質〉表地・裏地・ストラップ:綿100%

共通カラー



ピンク



グレー



Point 1

アジャスターで
フェイスサイズに
合わせて調節可能。
マスクを外す際は
ストラップで
首にかけられます。



Point 2




内側にはフィルターや
ガーゼが入られる
ポケット付き。

Breathable mask

プレスブルマスク

¥1,300 (税込¥1,430)

〈品質〉本体:綿100% / 付属:ゴム紐使用



口元に空間があって
呼吸がしやすい
立体型マスク